

ИНСТРУКЦИЯ

По применению изделия медицинского назначения

СТИЛЛАВИТ®

Раствор увлажняющий для ухода за глазами, стерильный

1. Описание:

Раствор «СТИЛЛАВИТ®»- эффективная комбинация гиалуроната натрия, D-пантенола и натрия хондроитина сульфата. Они все природные субстанции. Гиалуроновая кислота и хондроитин сульфат являются физиологическими полисахаридными соединениями, содержащимися в тканях глаза и в других тканях организма человека, а D-пантенол (провитамин B5), является производным пантеноловой кислоты (витамин B5), которая содержится во всех живых организмах и растениях.

2. Область применения:

Раствор «СТИЛЛАВИТ®» применяется для дополнительного увлажнения, смазывания и защиты передней поверхности глаза (роговицы и конъюнктивы), устранения дискомфорта при ощущении «сухости», чувстве инородного тела, жжении в глазах, в том числе возникающих под воздействием:

1. Климатических факторов (использование кондиционеров, сплит-систем, парового отопления, воздействие массивного ультрафиолетового излучения и т.д.).
2. Медико-экологических факторов (загрязнение воздуха промышленными отходами и автомобильным транспортом, загрязнение почвы химикатами в сельском хозяйстве).
3. Медико-социальных факторов («постарение» населения и связанные с возрастными изменениями, более частые инстилляциии глазных капель, прием различного рода лекарственных препаратов, тотальная компьютеризация школ и офисов, широкое использование контактной коррекции зрения и методов микрохирургии глаза для устранения дефектов органа зрения и т.д.).

3. Состав:

гиалуронат натрия, D-пантенол (провитамин B5), хондроитина сульфат натрия, фосфат натрия однозамещенный, фосфат натрия двухзамещенный, ЭДТА, тетраборат натрия, хлорид натрия, дистиллированная вода.

4. Свойства:

Особым свойством молекул гиалуроната натрия, D-пантенола и натрия хондроитина сульфата является выраженная способность связывать большое количество молекул воды. Имея необходимую вязкость и высокие адгезивные свойства по отношению к переднему отрезку глаза, раствор «СТИЛЛАВИТ®», содержащий указанные вещества, образует равномерную и стабильную, в течение длительного времени, слезную пленку, которая не смывается при моргании и не вызывает снижение остроты зрения.

Раствор «СТИЛЛАВИТ»:

- увлажняет, смазывает и восстанавливает поверхность роговицы и конъюнктивы;
- приносит быстрое облегчение при сухости и раздражении глаз;
- устраняет дискомфорт при ношении контактными линзами;
- снижает усталость при интенсивной зрительной нагрузке (при длительной работе с компьютеров и времяпровождении перед телевизором, при управлении транспортом в ночное время и т.д.)

5. Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав раствора «СТИЛЛАВИТ®».

6. Способ применения:

Рекомендуется закапывать раствор «СТИЛЛАВИТ®» по 1-2 капли в конъюнктивный мешок каждого глаза 2-3 или более раза в день. При частоте закапывания более 10 раз в день, следует проконсультироваться с врачом-офтальмологом на предмет отсутствия дефектов эпителия и повреждения роговицы.

Раствор «СТИЛЛАВИТ®» можно использовать при ношении всех типов контактных линз; раствор можно применять, не снимая контактных линз с глаз; для достижения дополнительного эффекта следует закапывать по 1-2 капли раствора в каждую линзу перед надеванием.

7. Взаимодействие с другими средствами:

В случае совместного применения раствора «Стиллавит» с другими офтальмологическими препаратами, рекомендуется соблюдать интервал между применением глазных капель и указанного раствора не менее 30 минут. Глазные мази следует применять после закапывания раствора «СТИЛЛАВИТ®».

8. Меры предосторожности:

Раствор «СТИЛЛАВИТ®» **не следует использовать:**

- при повышении чувствительности к любому из компонентов раствора;
- при поврежденной упаковке;
- после истечения срока годности;

- через 1 месяц после вскрытия флакона.

В случае появления таких реакций, как раздражение глаз или дискомфорт, который сохраняется в течение нескольких дней, следует прекратить применение раствора и проконсультироваться с врачом-офтальмологом.

9. Хранение:

Хранить при комнатной температуре.

Хранить в недоступном для детей месте.

10. Форма выпуска:

Раствор «СТИЛЛАВИТ®» выпускается в полиэтиленовых флаконах объемом 2, 5, 10 и 15 мл.

11. Срок годности:

Срок годности 2 года.

12. Производитель:

ООО «Компания Офтальм-Ренессанс»

Россия, 105120, Москва, Мельницкий пер. д.6. стр.1.